

ЭКОНОМИЯ ДО 20%!



Расходные материалы Eppendorf - скидки до 20%!

С 1 апреля по 30 ноября 2015 года действуют беспрецедентные скидки на расходные материалы производства Eppendorf: наконечники ePT.I.P.S.[®] Dualfilter, наконечники ePT.I.P.S.[®] Bulk (в пакетах), пробирки Safe-Lock.

Подробности акции у наших дилеров!

Наконечники eрT.I.P.S.[®] Dualfilter




- > Двухслойный фильтр обеспечивает двойную защиту от аэрозолей и биомолекул
- > Двойная защита дозатора и образца
- > Не содержит ингибиторов ПЦР
- > Поставляются в классах чистоты Eppendorf PCR clean/ Sterile (стерильно и апиrogenно)

Наконечники eрT.I.P.S.[®] Bulk



- > Поставляются в размерах от 10 мкл до 10 мл в классе чистоты Eppendorf Quality
- > eрT.I.P.S.[®] Standard можно автоклавировать при температуре 121 °С
- > Упакованы в пакеты многоразового использования

Пробирки Eppendorf Safe-Lock



- > Откидная крышка с замком Safe-Lock предотвращает случайное открывание крышки во время инкубации и хранения
- > Высокая стойкость к воздействию химических веществ, механическим воздействиям и экстремальным значениям температуры
- > Производится без использования смазочных агентов, пластификаторов или биоцидов
- > Стабильность при центрифугировании с ускорением до 30 000 x g

